



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Для исследований
и производства

Сердечные
маркеры



Миоглобин



Миоглобин представляет собой небольшой гем-содержащий белок (153 а.к.о., молекулярный вес (без железа) 17053 Да и теоретическая $pI = 7,29$), который отвечает за депонирование кислорода в мышечных тканях. Только одна форма миоглобина экспрессируется в

сердечной и скелетной мышцах. Миоглобин используется в качестве маркера повреждения миокарда на протяжении почти 60 лет (1). Он широко применяется в клинической практике в качестве раннего маркера ОИМ (2). Однако из-за высокой концентрации миоглобина в тканях скелетных



Клиническое применение

- ✓ Повреждение миокарда
- ✓ Острый инфаркт миокарда

мышц даже незначительное их повреждение повышает уровень миоглобина в крови (3). Поэтому использование миоглобина в качестве единственного маркера для диагностики ОИМ считается недостаточным. В качестве дополнительных маркеров к миоглобину рекомендуется использовать сердечный тропонин I (сTnI) или сердечный тропонин T (сTnT).

Миоглобин человека

Миоглобин получают из сердечной ткани человека путем очистки в несколько этапов хроматографии, включая гelfильтрацию и анионообменную хроматографию. После ДСН-электрофореза в восстанавливающих условиях миоглобин предстает в виде одной полосы с кажущейся молекулярной массой 17 кДа (рис. 1)

В 2001 году Международная Федерация по клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) признала процесс получения миоглобина по нашей технологии в качестве международного стандарта.




Рисунок 1. ДСН-электрофорез миоглобина человека.

M - стандарт молекулярной массы (Pharmacia).

**Моноклональные антитела,
специфичные к миоглобину**

Клоны гибридомы были получены путем гибридизации клеток миеломы Sp2/0 с клетками селезенки мышей Balb/c, иммунизированных очищенным человеческим миоглобином. Наши моноклональные антитела (МоАт) могут быть использованы в разных комбинациях для разработки иммуноанализа. Мы рекомендуем следующие пары:

4E2cc – 7C3cc
7C3cc – 4E2cc

Информация для заказа**МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА**

Название продукта	Кат. №	Клон	Подкласс	Примечания
Миоглобин	4M23	4E2cc	IgG1	In vitro, ИФА
		7C3cc	IgG1	ИФА
		1B4	IgG1	ИФА

АНТИГЕН

Название продукта	Кат. №	Чистота	Источник
Миоглобин	8M50	>95%	Сердечная мышца человека

Ссылки на литературу

- Kiss A and Reinhart W.** (1956) Determination of myoglobin in serum and in urine after heart infarction. Wien Klin. Wochenschr. 68(9):154-155.
- Penttila K. et al.** (2002) Myoglobin, creatine kinase MB isoforms and creatine kinase MB mass in early diagnosis of myocardial infarction in patients with acute chest pain. Clin Biochem. 35(8), 647-653.
- Van Nieuwenhoven FA, et al.** (1995) Discrimination between myocardial and skeletal muscle injury by assessment of the plasma ratio of myoglobin over fatty acid-binding protein. Circulation. 92(10), 2848-2854.